

ANALIZADOR DE ALCOHOL EN ALIENTO CON BLUETOOTH

DEIMOS

Ficha Técnica

Sensor	Celda de combustible
Modo de medida	Pasivo y activo
Tamaño	120mm x 32mm x 32mm
Peso	113g
Memoria	100 pruebas
Pantalla	Pantalla de 1.3" TFT LCD
Temp. de trabajo	0 °C a 40°C
Temp. Almacenaje	-10°C a 60°C
Rango de detección	0 mg/100ml a 450 mg/100ml
Rango de exactitud	Sobre 100mg/100ml: ±10%
Batería	1,800mAh 3.7V Lithium Bateria recargable
Puerto de carga	Micro USB
Bluetooth	4.0



Safe driving • Safe product • Save 'YOU'

DEIMOS

- Conecte con su teléfono móvil por bluetooth
- Soporte ambas modas pasiva y activo
- Compacto y tamaño para bolsillo
- Preciso y confiable
- Indicador de fecha de calibración
- App gratis para telefono inteligente



US DOT Screening
Approval
(Pending)



ANALIZADOR DE ALCOHOL EN ALIENTO CON BLUETOOTH

DEIMOS

Toma foto durante la prueba



Detalle de la medida

SN: 00100067
Fecha ultima calibración: 18 Apr, 2019
Resultado prueba: 0.000%
Fecha: 20 Abr, 2018
Hora: 17:21:28

SN: 00100067
Fecha ultima calibración: 18 Apr, 2019
Resultado de prueba: 0.000%
Fecha: 20 Abr, 2018
Hora: 17:21:28



La foto con los detalle de la medida serán almacenados en el telefono

ALCOVISOR®
Safe driving • Safe product • Save 'YOU'

Alcovisor Elite

- Toma foto durante la prueba
- Muestra el resultado de la medida
- Agregar comentarios a cada resultado (Diagrama 2)
- Cambiar las unidades de medida (Diagrama 3)
- Gráfica de líneas para ver las estadísticas anteriores




Diagrama 2




Diagrama 3

Descargue **Alcovisor Elite**



US DOT Screening Approval (Pending)

